


CONTROLLO ASSUNZIONE

DROGHE

CON CUP ALL-IN-ONE

ALLTEST

**Una soluzione semplice
per un problema complesso**



Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Dispositivo di screening per l'accertamento preliminare e simultaneo fino a 12 droghe e adulteranti in urina - **ALTA ACCURATEZZA**
- Risultati in 5 minuti
- Conservazione a temperatura ambiente
- Superficie piatta, con tutti i dati per velocizzare la copia

Marchio CE
Registrazione RDM 2465343 CND W0102160511

Codice: ALLCON-187A2

Analiti

Cocaine (COC) - 300ng/ml
Marijuana (THC) - 50ng/ml
Amphetamine (AMP) - 500ng/ml
Opiates (OPI) - 300ng/ml
Ecstasy (MDMA) - 500ng/ml
Methadone (MTD) - 300ng/ml
Methamphetamine (MET) - 500ng/ml
Buprenorphine (BUP) - 10ng/ml

Adulteranti

Nitrite (NIT)
Creatinine (CRE)
Specific Gravity (SG)
pH

Semplice procedura



Interpretare gli adulteranti tra 3 e 5 minuti. Confronta con la tabella dei colori fornita



Leggere i risultati a 5 minuti





- Per uso professionale e point-of-care
- Immunoassay in vitro. Non aprire la confezione fino all'uso
- Smaltire secondo le direttive del luogo
- Conservare il prodotto sigillato tra 2-30 °C
Non congelare
- Non utilizzare dopo la scadenza

PER USO PROFESSIONALE

RACCOLTITORE ROBUSTO, MONOBLOCCO, A PROVA DI MANOMISSIONE
COPERTICCHIO A VITE E GUARNIZIONE ANTIPERDITE AL SILICONE
CON TERMOMETRO, SIGILLO ANTIEFFRAZIONE, SCHEDA REGISTRAZIONE

UNICA SUPERFICIE PIATTA, RIPORTANTE I RISULTATI E I DATI DEL
SOGGETTO PER UNA SEMPLICE SCANSIONE



DISTRIBUITO DA:

